

Handrefraktometer Hand held refractometer



Handrefraktometer mit verstellbarem Okular und justierbarer Skale

Die SCHMIDT+HAENSCH Handrefraktometer sind klassische, visuelle Refraktometer und dienen der Bestimmung des Brechungsindexes von flüssigen Medien hoher und niedriger Viskosität. Sie finden Anwendung in der schnellen Vor-Ort-Kontrolle von Prozesslösungen und in der Feld-Analytik im Obst- und Gemüse-Anbau.

Hand held refractometer with adjustable ocular and scale

The SCHMIDT+HAENSCH hand held refractometers are classic, visual refractometers and are used for the determination of the refractive index of liquid media of low or high viscosity. They are mainly used for quick on-the-spot-control of process streams and the field analysis in fruit and vegetable plantations.

SCHMIDT + HAENSCH

Optisch-elektronische Messinstrumente seit 1864

Model Modell	Measuring range Messbereich	Scale grating Skalenteilung	Additional information Zusatzinformation	ID-N°
HR32B	0 - 32 % Bx	0,2 % Bx	automatic temperature compensation (10 - 30 °C) automatische Temperaturkompensation (10 - 30 °C)	04742
HR62B	28 - 62 % Bx	0,2% Bx	automatic temperature compensation (10 - 30 °C) automatische Temperaturkompensation (10 - 30 °C)	04739
HR82B	45 - 82 % Bx	0,5% Bx		04792
HR90B	58 - 90 % Bx	0,5% Bx	automatic temperature compensation (10 - 30 °C) automatische Temperaturkompensation (10 - 30 °C)	04741
HR12P	1,3330 - 1,3600 RI ; 0 - 12 g/dl (Protein) ; 1,000 - 1,040 g/cm ³	0,0002 RI ; 0,1 g/dl ; 0,001g/cm ³	for use in medical applications (urine determination) für medizinische Zwecke (Urin-Untersuchung)	04746
HR28S	0 - 28 %	0,1 %	for salinity Salzgehaltsbestimmung	04794
HR28S/ATC	0 - 28 %	0,1 %	for salinity with automatic temperature compensation (10 - 30 °C) Salzgehaltsbestimmung mit automatische Temperaturkompensation (10 - 30 °C)	01855
HR 140W	0 - 32 % Bx; 0 - 140 °Oe	0,2 % Bx ; 1 °Oe	for wine measurements, automatic temperature compensation Weinanalytik, automatische Temperaturkompensation	04743

SCHMIDT+HAENSCH GmbH & Co.

Waldstraße 80/81

D-13403 Berlin

Germany

Phone: +49 30 / 41 70 72-0

Fax: +49 30 / 41 70 72-99

E-mail: sales@schmidt-haensch.de

www.schmidt-haensch.com



SCHMIDT + HAENSCH

Optisch-elektronische Messinstrumente seit 1864